



Better diagnostic, better treatment

SonoScape X3 / X5

EEN DRAAGBARE EN EFFICIENTE KLEUREN ECHOGRAFIE TOESTEL

Een multifunctioneel toestel voor KHD en paarden. Het is lichtgewicht en neemt geen ruimte! Het maakt gebruik van de geavanceerde technologieën van SonoScape en wordt standaard geleverd met veel interessante opties, waaronder de Dopplers.

Met zijn 15,6-inch antireflectieve kleurenscherm en batterij, 500 GB harde schijf en USB2-poorten, zal het u veel voldoening schenken.



Zijn slanke uiterlijk en draagbaarheid maken het uw dagelijkse partner

De X3 biedt een beeldkwaliteit die over het algemeen beter is aan zijn belangrijkste concurrenten in zijn range. Met de functies "Multi-beam processing" en "Spatial compound imaging" kunt u snel top echo beelden verkrijgen.

Het wordt standaard geleverd met het Doppler- en het DICOM-platform. Zijn grote "broer", de X5 heeft nog meer computer kracht om nog betere beelden te verzekeren, vooral in cardio!



De X3 is het basismodel voor uw abdominale onderzoeken bij KHD en voor gynaecologie bij paarden X5 voor nog betere beelden en voornamelijk in cardio

PRESENTATIE

- Breede hoek en hoge resolutie LCD Scherm
- Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
- Aanpasbare veterinaire presets
- Zeer stil
- DICOM-platform
- Grote opslagcapaciteit (500 GB)
- Optie: ergonomisch trolley



EIGENSCHAPPEN

- Hoge resolutie 15.6 inch scherm
- 1 sonde connector meer in optie tot 3en
- Interface: 2xUSB, S-Video, HDMI, netwerk
- Oplaatbare batterij
- Beeld Modes: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ PHI/ CFM/ PDI/ DirPDI
- Veterinaire specifieke meetsoftware
- Gewicht : 4,5 Kgs (met de batterij)
- Afmetingen: 378mm×61mm×340mm
- Doppler: kleuren, pulsed en continu

SONDES

- C613: 13-4 MHz / R14mm micro-convex sonde voor abdominaal onderzoek en basic hartonderzoek (128 elementen)
- L741: lineaire sonde 16 - 4 MHz / 46 mm, voor abdominaal onderzoek bij KHD en MSK bij KHD en paarden (128 elementen)
- 3PA Phase Array lage frekwentie cardio sonde 6 - 1 MHz voor grotere rassen (64 elementen)
- 7PB Phase Array hoge frekwentie cardio sonde 9 - 2 MHz voor kleinere dieren (96 elementen)

