



Better diagnostic, better treatment

Le scope cleaner

VOTRE COMPAGNON POUR UN ENTRETIEN FACILE ET EFFICACE DE VOS ENDOSCOPES.

Désinfection, nettoyage et flushing de vos endoscopes flexibles, pour une longévité accrue de vos équipements.

Caractéristiques :

Le SCOPE CLEANER vous prévient par un signal sonore et visuel lors d'un bouchage éventuel.
Pas de raccord Y nécessaire.



Les connexions sont repérées par des codes couleurs
5 pompes pour l'ensemble des canaux

A charge du temps restant

Monitoring de la pression

Spécifications techniques

Hauteur/Largeur/Profondeur :
150mmX280mmX300mm
Poids 7 Kg
230V/50 Hz
Puissance : 90W



Le produit nettoyant XV400305P : solution enzymatique
Le produit désinfectant XV400306P : solution à base d'aldéhydes



Les bacs de trempage : XV400302 et 303 : capacité 21L avec couvercle.
Toujours livré en 3 exemplaires (nettoyage, rinçage et désinfection)

