



Better diagnostic, better treatment

# Vidéo - endoscope All in One

LA BELLE SOLUTION POUR LES VÉTÉRINAIRES ÉQUINS ITINÉRANTS OU  
COMME OUTIL DE DÉPART EN PETIT ANIMAUX

**ALL IN ONE : UN SEUL COMPOSANT  
COMPRENANT LA SOURCE DE LUMIÈRE, UN ÉCRAN, LA BATTERIE ET LE SYSTÈME DE STOCKAGE**

L'outil idéal pour vos bronchoscopies équinnes sur le terrain

- Facile à mettre en œuvre,
- Peu encombrant
- Une qualité d'image permettant de véritables diagnostics en condition de terrain

Le All in One est un vidéo-endoscope performant tout intégré avec une source de lumière LED qui se branche sur la poignée et un écran de haute résolution fixé sur la poignée !



**VOUS ÊTES PRÊT À COMMENCER VOS  
EXAMENS EN QUELQUES SECONDES !  
RIEN À BRANCHER !**



**ENDOSCOPIE**



## Caractéristiques techniques :

Diamètre du tube	Longueur	Béquillage		Diamètre du canal	Ref.
9.0 mm	1500 mm	Haut/bas : 210/90	Gauche/droite : 100/100	2.8mm	XV400940

**Ecran haute définition : 3.5 pouces**

**Mémoire par carte SD : 16GB**

**Source de lumière LED portable sur batterie rechargeable**

