



Better diagnostic, better treatment

X-R Static UNIVET

POUR LES VÉTÉRINAIRES LES PLUS EXIGEANTS

- Table à plateau flottant de 160 cm
- Générateur haute fréquence
- Design compact et moderne
- Alimenté par des condensateurs : une prise murale suffit
- Double foyer pour une résolution optimale
- Ecran de commande couleurs tactile



RADIOLOGIE FIXE



Spécifications Techniques :

	X-R Static UNIVET 200HF	X-R Static UNIVET 400HF
Puissance	20kW	32kW
Kv	de 40 à 100 kV par pas de 1kV	de 40 à 125 kV par pas de 1kV
ma	jusque 300mA	jusque 400mA
Double foyers	0.8/1.8mm	0.6/1.3mm
Ecran de commande	tactile couleurs de 15,6 pouces	tactile couleurs de 15,6 pouces
Table	160x68cm freins électro-magnétiques	160x68cm freins électro-magnétiques
ref.	XV192105	XV192103

