



Better diagnostic, better treatment

MATRIX VMS


ENSEMBLE D'ANESTHÉSIE CIRCULAIRE MATRIX: TYPE VMS : MODÈLE STANDARD

- **Poste d'anesthésie et de ventilation** manuelle pour animaux de 1 à 200 kg
- **Evolutif** : grâce à sa modularité, il permet l'anesthésie et la ventilation manuelle des petits animaux (lapins, chats) et des animaux plus imposants tels que chiens, porcs, poulain, ...
- **Circuit Ouvert-Fermé ou Semi-fermé**
- Flush O2 pour une administration d'O2 en urgence
- **Modèle statif V933387** avec possibilité de fixer la bonbonne d'oxygène V933387 ou **modèle mural V918166** avec un bras pivotant de 130 degrés et distant de 20cm du mur




Mural XV918166

- LA RÉFÉRENCE INCONTESTÉE -
GARANTIE 5 ANS
NAC
PETITS ANIMAUX



Statif XV918070



Possibilité de raccorder un concentrateur d'Oxygène Kroeber. Le plus silencieux du marché

XV127300



Option :
Respirateur

XV918002



L'ensemble VMS comprend :

- Manomètre -60 à +60cm H2O
- Débitmètre 0.2 à 4l/min à double visualisation, normale ou agrandie par simple rotation.
- Circuit circulaire équipé :
 - * Boîte à chaux 1500cc avec système quick-release pour le remplacement
 - * Soupape de Sécurité expiratoire pour limiter la pression.
 - * Soupapes inspiratoire et expiratoire facilement démontables.
 - * Mouvement des soupapes inspiratoire et expiratoire visible.
 - * Ballon 1 et 2 L.
- Circuit patient 15mm (V913419) et 22mm (V913420C).
- Soupape air additionnel prenant l'air ambiant si le ballon est collabé
- Raccord N2O / O2.
- Raccord soupape de sécurité.

Options

- XV923073 FS-2 Adaptateur Sortie Cuve
- XV913418 Cuve Keyfill type TEC3 isoflurane de 0 à 5%
- XV913421 Refill key
- XV915171 Tuyau évacuation vapeurs halogénées.
- XV913415 Circuit patient Bain 22mm 1.6m
- XV913416 Circuit patient moins de 5 Kg
- XV923297 Canalisation O2 2 mètres
- XV127405 Chaux sodée
- XV127417 Détendeur O2
- XV127429 Cartouche vapeurs halogénées
- XV128118 Connecteur 15/22mm



XV913418



XV913421



XV923073



XV913415
+ XV1281102



XV913416
+ XV923073



XV915171



XV923297



XV127405



XV127417



XV127429



XV128118

