




Better diagnostic, better treatment

MATRIX VMS

GEHEEL VAN CIRCULAIRE MATRIX VERDOVING : TYPE VMS : STANDAARD MODEL

- **Verdovingstoestel en handventilatie** voor dieren van 1 tot 200 kg
- **Robuust en compact** dankzij zijn modulariteit laat hij de verdoving en de handventilatie toe van de zeer kleine dieren (konijnen, katten) alsook van de grotere dieren zoals honden, varkens,... tot 200 kg
- **Open-Gesloten of Half-Gesloten circuit**
- Flush O2 voor een dringende toevoeging van O2
- Canister 1500cc gemakkelijk demonteerbaar
- **Statiefmodel V918070** met mogelijkheid om de zuurstoffles vast te maken V933387 of **muurmodel V918166** met een draaiende arm van 130 graden en een afstand van 20cm van de muur



Muurmodel V918166

- DE BESTE REFERENTIE -

GARANTIE 5 JAAR

**KNAAGDIEREN
KLEINE HUIS**



Statif XV918070



Possibilité de raccorder un concentrateur d'Oxygène Kroeber. Le plus silencieux du marché
XV127300



Opties :
Ventilator
XV918002



Het geheel VMS omvat :

- Manometer -60 tot +60cm H2O
- Debimeter 0.2 tot 4l/min met dubbele visualisatie, normaal of vergroot door middel van een rotatie.
- Het uitgeruste cirkelcircuit :
 - * Doos met kalk 1500cc met quick systeem rel
 - * Veiligheidsklep om de druk te verminderen
 - * Inspiratie en expiratie kleppen gemakkelijk c
 - * Ballon 1 en 2 L
- Patienten circuit diam 15mm (V913419) en 22mm (V913420C).
- Bijkomende luchtklep die ambiante lucht neemt als de ballon samengeperst is
- Verbindingsstuk veiligheidsklep
- Verbindingsstuk N2O / O2

Opties

- V913418 Isofluraan Verdamer type TEC3 0 tot 5%
- V913421 Refill key
- V915171 Afvoerbuï isofluraan dampen.
- V923297 Canalisatie O2: 2 meter.
- V127429 Halogeen Dampen Absorber
- V128118 Verbindingsstuk 15/22mm
- V913415 Patienten circuit Bain 22mm 1.6m
- V913415 Patienten circuit minder dan 5 Kg
- V127417 Zuurstofontspanner O2



XV913418




XV913421



XV923073



XV913415
+ XV1281102



XV913416
+ XV923073



XV915171



XV923297



XV127405



XV127417



XV127429



XV128118

