

1200-RH


AOHUA

De meest geavanceerde versie van videoprocessoren!

Uitgerust met **een full HD camera** (2M pixels) biedt de 1200RH u beelden van **de beste kwaliteit**. De camerakop is uitgerust met **4 afstandsbedieningsknoppen** en u kunt uw opnamen rechtstreeks op USB opslaan.

Kenmerken

- Toepassingen bij honden: bronchoscopie, gastroscopie, colonoscopie
- Toepassingen bij paarden: bronchoscopie en gastroscopie
- FULL HD (2M pixels); Résolution: 1920x1080P, 60FPS
- Weergave op laptop met optionele acquisitiesoftware
- Beschikbare maten: 60cm, 150cm en 350cm



Endoscopen

Diameter	Lengt	Angle de vision	Béquillage	Diameter werkkanaal	Ref.
3.5 mm	600 mm	140°	H.160° - B.130°	1.2 mm	XV400914
6.0 mm	1000 mm	140°	H.210° - B.90° - G. /D. 100°	2.2 mm	XV400915
9.6 mm	1000 mm			2.8 mm	XV400916
7.5 mm	1500 mm		H.210° - B.90° - G. /D. 100°	2.8 mm	XV400920-1
9.0 mm	1500 mm		H.210° - B.90° - G. /D. 100°	2.8 mm	XV400921
9.8 mm	3000 mm			2.8 mm	XV400922
13 mm	3500 mm	140°	H./B.180° - G. /D. 100°	3.7 mm	XV400931

Resolutie: HD: 720x1280 pixels
 Diepte gezichtsveld : 3 tot 100mm

Technische gegevens

- Voeding: AC 110-220VAC(10%) 50/60Hz
- Videosignaaluitgang : DVI, AV, Y/C (S-video)
- Ingebouwd USB-beeldopnameapparaat (aan te sluiten op een PC)
- Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse I
- Helderheidsaanpassing: +- 50 stappen
- Bescherming tegen elektrische schokken: Type BF
- Handmatige IRIS-functie: Ave/Peak
- Versterkingsregeling: 3 stappen
- HbE Hemoglobine verbetering
- Volledig digitale beeldverwerking
- Bevroren en weergeven: 16 frames
- Foto- en video-opname via 16G USB-schijf
- Lichtbron aanpassing: 9 stappen
- Geïntegreerde starre camerakop
- Camerakopsensor: 1/1,8 inch 2M pixel CMOS
- 4 afstandsbedieningsknoppen in camerakop
- Resolutie: 1920x1080P, 60FPS "DVI-D, HDMI
- USB-schijfopname, HD-video en -beelden
- Witbalansfunctie

Inbegrepen in de kit

- De video-endoscoop en bijhorende koffer
- Lichtbron/processor
- Een biopsietang
- Een reinigingsborstel
- Een waterdichtheidstester
- Een waterfles

Acquisitiesoftware

- DEBUT : Basis software voor het opnemen en opslaan van beelden en videos
- MediCap : Complete software met patiëntendatabase voor het maken van endoscopische foto's of films. Met DICOM-platform

Opties

- Scope cleaner voor de reiniging van uw endoscopen
- Toebehoren

