

OR-100

AOHUA

Het gloednieuwe all-in-one draagbaar endoscopiesysteem voor flexibele en starre endoscopie

De OR-100 is **een all-in-one systeem** dat een **Full HD** beeldprocessor voor **flexibele en starre endoscopen**, een 15,6 inch Full HD scherm, een LED lichtbron en een luchtpomp combineert. Het is een complete oplossing voor professionals in de diergeneeskunde die hoogwaardige beeldvorming en visualisatie nodig hebben als onderdeel van hun werk.



Kenmerken


- Voor flexibele en starre endoscopie
- Full HD: 2M pixels
- 15,6 Zoll 1920×1080 vergrotingsoplossing
- LED-lichtbron - handmatig en automatisch dimmen
- Geïntegreerde luchtpomp: 40-90 kPa, 4~7 L/min
- Apparaatinterface :
 - Microfoon en 3,5 mm hoofdtelefooninterface
 - Printer, muis, draadloos toetsenbord, USB, SD-kaart en netwerkinterface

Compatibel met flexibele en starre endoscopen

Ontworpen om compatibel te zijn met zowel stijve als flexibele endoscopen, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan veterinaire toepassingen.





Ook compatibel met alle flexibele en starre endoscopen uit de VET-serie.

Hot swappable: maakt het mogelijk flexibele en starre endoscopen eenvoudig en gemakkelijk te verwisselen terwijl ze dezelfde poort delen.




Flexibel video-endoscopy system in Full HD

Model	Working Length	Diameter of Insertion tube	Diameter of Instrument	Auxiliary Water Inlet	Range of Bending	Resolution	Depth	View of Field
new VET-FHD15	1500	9.8	2.8	Yes	U210°D90°L100°R100°	1920x1080	2-200	145°
new VET-FHD33	3300	9.8	2.8	Yes	U210°D90°L100°R100°	1920x1080	2-200	145°
new VET-FHD35	3500	12.8	3.7	Yes	U180°D180°L160°R160°	1920x1080	2-200	145°
VET-8015HD	1500	8.5	2.0	No	U210°D90°L100°R100°	1280x720	3-100	140°
VET-9215HD	1500	9.0	2.8	No	U210°D90°L100°R100°	1280x720	3-100	140°
VET-9833HD	3300	9.6	2.8	No	U210°D90°L100°R100°	1280x720	3-100	140°
VET-1335HD	3500	12.8	3.7	No	U180°D180°L160°R160°	1280x720	3-100	140°
VET-3512	600	3.5	1.2	No	U160°D130°	400x400	2-50	120°
VET-6010	1000	6.0	2.2	No	U210°D90°L100°R100°	400x400	2-50	120°
VET-8028	1500	8.0	2.8	No	U210°D90°L100°R100°	800x800	2-50	120°



Full HD stijf endoscopiesysteem



Remote Operation



Light Weight Handle



Prime/Zoom

